

氨解仪

产品说明：

氨解仪，又称气相氨解仪，在 DNA 或 RNA 或探针或核酸合成后，需要对产物进行氨解；也可以用于其他需要氨解的化学反应。氨解仪基于氨解反应原理，结合实践经验，生产的氨解仪分两款，目前已经更新至第三代。

产品特点：

- (1) 实用小巧耐用；可用于 0.5ml，1.5ml，2ml 的反应；16 个反应。
- (2) 节约氨气，10ml 至 30ml 即可；
- (3) 反应充分和彻底；
- (4) 便于操作；
- (5) 气体压力表显示其压力情况；
- (6) 安装放气阀，氨解反应安全；
- (7) 体积：10cm × 10cm ；
- (8) 重量：1.0kg

